

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Produktbeschreibung Product Description

Einmal-Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit texturierten Fingerspitzen, unsteril, puderfrei. Rechts und links tragbar.

Single-use examination gloves made of nitrile with textured fingertips, non-sterile, powder-free. Wearable on the right and left.

Anwendung Application

Geeignet für den Einsatz im Gesundheitswesen, Hotel, Gastronomie, Catering, Industrie/Handwerk, Friseur-, Tattoo- und Piercingstudios.

Suitable for use in healthcare, hotels, restaurants, catering, industry/trade, hairdressing, tattoo and piercing studios.

Ausführungen Variants

| Artikelbeschreibung/ Article Description | Größe/ Size | Farbe/ Colour | Inhalt/ Content | Artikelnummer/ Article Number | GTIN | PZN | VE/ SU |
|---|----------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XS | weiß/ white ○ | 200 Stk./ pcs. | 76290 | 4046153115365 | 10308012 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | S | weiß/ white ○ | 200 Stk./ pcs. | 76291 | 4046153115389 | 10308029 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | M | weiß/ white ○ | 200 Stk./ pcs. | 76292 | 4046153115402 | 10308064 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | L | weiß/ white ○ | 200 Stk./ pcs. | 76293 | 4046153115426 | 10308093 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XL | weiß/ white ○ | 200 Stk./ pcs. | 76294 | 4046153115440 | 10308118 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XS | blau/ blue ● | 200 Stk./ pcs. | 76295 | 4046153115464 | 10308130 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | S | blau/ blue ● | 200 Stk./ pcs. | 76296 | 4046153115488 | 10308153 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | M | blau/ blue ● | 200 Stk./ pcs. | 76297 | 4046153115501 | 10308176 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | L | blau/ blue ● | 200 Stk./ pcs. | 76298 | 4046153115525 | 10308199 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XL | blau/ blue ● | 200 Stk./ pcs. | 76299 | 4046153115549 | 10308213 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XS | schwarz/ black ● | 200 Stk./ pcs. | 76350 | 4046153127467 | 16331265 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | S | schwarz/ black ● | 200 Stk./ pcs. | 76351 | 4046153127481 | 16331271 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | M | schwarz/ black ● | 200 Stk./ pcs. | 76352 | 4046153127504 | 16331288 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | L | schwarz/ black ● | 200 Stk./ pcs. | 76353 | 4046153127528 | 16331294 | 10 |
| Nitrilhandschuhe/ Nitrile gloves | XL | schwarz/ black ● | 200 Stk./ pcs. | 76354 | 4046153127542 | 16331302 | 10 |

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Qualitätssicherung Quality Management

EN 455-1, -2, -3, -4
 EN ISO 374-1, -2, -4, -5
 EN 16523-1:2015+A1:2018
 DIN EN ISO 21420:2020
 AQL 1.5
 EU Medizinprodukte-Verordnung (MDR) 2017/745
 EU Medical Device Regulation (MDR) 2017/745
 Medizinproduktklasse I
 Medical Device Class I
 Schutzhandschuh nach der Verordnung (EU) 2016/425 für persönliche Schutzausrüstung, Kategorie III
 Protective glove according to Regulation (EU) 2016/425 for personal protective equipment, category III
 Der Handschuh ist frei von Thiuramstoffen, Mercaptobenzothiazolen und Zink-2 Mercaptobenzothiazolen.
 The glove is free of Thiurame, Mercaptobenzothiazole and Zinc-2 Mercaptobenzothiazole.
 Die zur Herstellung verwendeten Akzeleratoren sind Zink-Dibutyl Dithiokarbamat (ZDBC) und Zink-Diethyl Dithiokarbamat (ZDEC).
 The accelerators used for production are Zinc-Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC) and Zinc-Diethyl Dithiocarbamate (ZDEC).

Material Material

Nitril
Nitrile

Verwendbarkeit Shelf Life

5 Jahre
5 Years

Physikalische Eigenschaften Physical Parameters

| Größe/ Size | Länge/ Length in mm | Breite/ Width in mm | Wandstärke einzelne Wand/ Thickness (single wall) in mm | | |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--|-------------|---------------|
| | | | Schaft/Cuff | Hand/Palm | Finger/Finger |
| XS | ≥ 240 | ≤ 80 | min. 0,05 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |
| S | ≥ 240 | 80 ± 10 | min. 0,05 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |
| M | ≥ 240 | 95 ± 10 | min. 0,05 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |
| L | ≥ 240 | 110 ± 10 | min. 0,05 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |
| XL | ≥ 240 | ≥ 110 | min. 0,05 | 0,07 ± 0,02 | 0,09 ± 0,02 |

| Vor Alterung/Before Ageing | | Nach Alterung/After Ageing | |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Reißfestigkeit/ Tensile strength | Dehnbarkeit/ Elasticity | Reißfestigkeit/ Tensile strength | Dehnbarkeit/ Elasticity |
| ≥ 6 N | ≥ 500% | ≥ 6 N | ≥ 400% |



Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MaiMed® – solution NEXT PF

Symbole
Symbols

