

SANOMAT

HYGIENE



Hygiene-Vollwaschmittel zur
chemo-thermischen
Wäschedesinfektion ab 60°

für alle waschbaren Textilien und
Wäschearten

wirksam gegen

- ✓ MRSA
- ✓ HI Virus
- ✓ Noroviren

unter Beachtung der bestätigten
Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten
von VAH und RKI

**zertifiziert VAH und
Robert Koch Institut: A + B Listung**

Anwendung als Hygiene-Vollwaschmittel - zur Wäschedesinfektion

Dosierung: 5 g/ je Liter Waschflotte
Einwirkzeit: 15 Minuten VAH
20 Minuten RKI A+B
Temperatur: 60°
Flottenverhältnis: 1 : 5



Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:

Wasserhärte	leicht verschmutzt	normal verschmutzt	stark verschmutzt
I (bis 10° dH) weich	11 g = 15 ml	25 g = 33 ml	32 g = 43 ml
II (10-16° dH) mittel	12 g = 16 ml	25 g = 33 ml	35 g = 47 ml
III - IV (über 16° dH) hart - sehr hart	13 g = 17 ml	27 g = 36 ml	38 g = 51 ml