

JACOMAT 6

Mild alkalischer Hochdruckreiniger

Anwendungsbereich

Für alle wasserfesten, alkalibeständigen Flächen Werkstätten, Betrieben, für Fahrzeuge, Maschinen, Container, Planen, Markisen, Fassaden, Rauchkammern und -kanälen, Elektrofilterzellen u.ä.


Eigenschaften

Ist für die materialschonende Hochdruckreinigung konzipiert.

Löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen.

Ist frei von Chlorkohlenwasserstoffen und anderen Lösungsmitteln.

Entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zur Abwasserreinhaltung.



Produktzusammensetzung

Nichtionische Tenside, Gerüst- und Hilfsstoffe.

PH-Wert 12



Anwendung

JACOMAT 6 1 : 4 bis 1 : 10 vorverdünnen und in den Vorratsbehälter geben. ~~Entsorgung~~
0,1 bis 2% je nach Verschmutzungsgrad.

Achtung

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung: Natriummetasilikat, Trinatriumphosphat

Gefahrenhinweise

H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P305+P351+P338 NACH KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung:Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Erstellt: 14.03.2019

Geändert: 27.03.2019

Dr. Jacob GmbH
Staakener Str. 28-29
13581 Berlin
00100015941107

Tel: 030 351 77 410
Fax: 030 351 77 411
email: webshop@drjacob.de
Internet: www.drjacob.de

Geschäftsführer: T. Jacob
Handelsr. Berlin: 92HRB 39306
Ust-IdNr.: DE 136754041

Bankverbindung:
Postbank Berlin
IBAN:DE29 1001
BIC: PBNKDEFF