

SEIFEN-GEL R campus

für Seifenspender

Anwendungsbereich

Zur Kanisterbefüllung von Spendernachfüllsystemen.

Eigenschaften

Reinigt porentief und gründlich, pflegt und schützt die Haut durch rückfettende und aufbauende Bestandteile.

Produktzusammensetzung

Aqua, Sodium Laurethsulfate, Sodiumchloride, Cocoamido MEA, d-Limonene, Linalool, Citral, Citronellol, Hydroxycitronellal, Benzylhemiformal, Benzylalkohol, Eugenol, Geraniol, Benzylbenzoat, Hexylcinnamaldehyd, Cumarin, Farbstoffe.

pH-Wert 6

Anwendung

0,25 ml auf den trockenen Händen verreiben – mit etwas Wasser einschäumen- abspülen.

Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; wir können jedoch für nicht sachgemäße Anwendung und daraus entstehenden Schaden keine Haftung übernehmen.

Neue e-mail: verkauf@drjacob.de